Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

UV-härtender Kunststoff auf Acrylatbasis für die additive Fertigung

Zweckbestimmung: Flüssiges Acrylatgemisch für das Rapid Prototyping unter Verwendung der wannenbasierten Photopolymerisation bei 385 nm.

Zusammensetzung: Diurethandimethacrylat, Isomerenmix (UDMA), 2-[[(Butylamino)carbonyi]oxy]ethylacrylat, Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (TPO), Propoxyliertes Glyceroltriacrylat, 4-Methoxyphenol, Farbstoffe

Physikalische Eigenschaften: Viskosität (Acrylatgemisch): 920 ± 100 mPa·s (ISO 3219), Biegefestigkeit: > 80 MPa (ISO 178), Biegemodul: 3000 ± 100 MPa (ISO 178), Glaspunkt: 93 °C (ISO 11357), Vickershärte: 20 ± 1 HV0,2 (angelehnt ISO 6507-1)

Konstruktion CAD: Materialstärke so dimensionieren, dass die Wandstärke nach der Fertigstellung aus Festigkeitsgründen mindestens 1 mm und aus Gründen der vollständigen Nachhärtung maximal 7 mm beträgt.

Verarbeitung CAMI: Korrekte Drucker- / Materialkombination verwenden. Freigegebene Parametersätze befinden sich zum Download auf www.merz-dental.de. Das Material ist für Schichtlicken / Slücse von 60 jum und 100 µm ausgelegt. Zur Vermeidung von Dimensionsfehlem in der z-Achse wird empfohlen die Konstruktion mittels Supportstrukturen auf eine Grundplatte mit Lochmuster, wie z. B. ein hexagonales Citter, zu setzen. Eine parallel zur Bauplattform ausgerichtete Konstruktion weist durch die niedigree Schichtanzahl zuwar eine geringere Druckzel als eine vertikal ausgerichtete auf, jedoch benötigt diese auch deutlich mehr Supportstrukturen, welche im Post-Processing manuell entfernt und versäubert werden müssen. Es empfiehlt sich eine Angulierung der Konstruktionen von 30° bis 90°. Die Verwendung von Sollbruchstellen / Verjüngungen der Supports zum Bauteil hin wird empfohlen, da so das Risiko von Ausbrüchen aus der Oberfläche beim Entfernen der Supports verringert wird. Bei der Positionierung der Supports darful achten, dass Überhänge abesötltzt und Passlächen möglichst nicht anassfilter werden, um die Nacharbeit zuminnieren.

Additive Fertigung auf einem 3D-Drucker: Dem Material entsprechenden Parametersatz verwenden. Zum Druck die identische Schichtlicke wie in der CAM-Pflanung verwenden, das es ansonstenst zu Passungensuigkelten und doer Feildrucken kommt. Auf sauberes Arbeiten achten. Verurreinigungen, insbesondere am optischen Fenster zum Projektor und an der Materialwanne (Vat), können Feihler am Druckobjekt oder Feihldrucke verursachen. Beim Befüllen der Materialwanne (Vat), können Feihler am Druckobjekt oder Feihldrucke verursachen. Beim Befüllen der Materialwanne derauf achten, dass des Material möglichst kurz dem Ungebungslicht ausgesetzt ist und die Füllhöhenmarkierungen eingehalten werden. Das weitere Vorgehen sowie die Bedienung des Druckers sind im dazugehörigen Handbuch beschriben. Nach dem Druck sollte die Konstruktion noch für 10 Minuten hängen dim Drucker verbleiben, damit überschüssiges Druckmaterial von der Oberfläche abtropfen kann. Dies spart Material und verlängert die Standzeit der Reiniquunsflüssiskeit.

Hinweise: Material nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. LOT-Nr. bei jedem Vorgang angeben, der eine Identifikation des Materials erfordert. Bei der Wahl des Parametersatzes auf Übereinstimmung mit der Versionsnummer des Liquids auf dem Chargenetikelt achlen. Auf Grund der Reaktivität des Liquids wird empfohlen, hiermit benetzte Teile, wie z. B. Pinzetten und Bauplattform unmittelbar nach der Verwendung zu reinigen, da das polymerisierte Material sohwer zu entfermen ist. Wenn sich die Reinigungsflüssigkeit deutlich einfrücht, ist die Reinigungskrapztität erreicht und sie sollte gegen frische ausgelauscht werden. Sollten nachdem Trocknungsprozess noch feucht scheinende, klebrige Bereiche auf den Konstruktions vonhanden sein, so ist dies ebenfalls ein ir Inwies auf eine gestätigte Reinigungsflüssigkeit und die Konstruktion sollte mit frischer Reinigungsflüssigkeit erneut gereinigt werden. Bei einem Materialwechsel / einer Reinigung der Materialwanen weiche Tücher und den Sillkomwischer verwenden, um die Oberfläche der Materialwanen eindt zu beschädigen. Bei der Verwendung anderer Drucker drach archten, dass entsprechende Druckerdatensätze im CAM verfügbar und Materialparameter für die Drucker vorhanden sind. Das Produkt nur bei unbeschädigter und ungeöffneter Verpackung verwenden.

Warnhinweise: Bei der Bearbeitung von Konstruktionen können Stäube entstehen, die zur mechanischen Reizung der Augen und Ahenwege führen können. Achten Sie daher immer auf eine einwandfreie Funktion der Absagung an Ihrem Arbeitsplatz zur individuellen Nachbearbeitung sowie auf Ihre persönliche Schutzausrüstung. Direkten Hautkontakt mit dem untich polymerisierten Gemisch vermeiden. Beim Ungang mit dem Liquid wird empfohlen Nitrilhandschuhe zu tragen. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfinsiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von StaubfRauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe Schutzheidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz ragen. P302+P332 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT. Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlack Ärtlichen R34 einholenfärzliche Hilfe hinzurziehen.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage und zum Download auf www.merz-dental.de erhältlich.

Die Produkteigenschaften basieren auf Einhaltung und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung.



CreaPRINT

Flüssiges Acrylatgemisch für das Rapid Prototyping

PROTO



PROTO

Post-Processing: Das Post-Processing sollte umgehend nach der Beendigung des Druckes durchgeführt werden, um Risiken im Hinblick auf Verunreinigungen und ungewollte Polymerisation von noch auf der Oberfläche vorhandenem Material zu milnimieren.

Prozessschritte

- 1 Abtropfen der noch im Drucker befindlichen Konstruktion nach Abschluss des Druckprozesses (10 min).
- Bauplattform entnehmen, Konstruktion entfernen und Supports vorsichtig abtrennen.
- 3 Konstruktion in einem geschlossenen Gefäß mit Propan-2-ol; Isopropanol Reinigungsflüssigkeit (≥ 99 %) für 5 Minuten in einem Ultraschallbad erinigen. Hinweis: Konstruktion nicht in der Reinigungsflüssigkeit erhitzen und nicht läner in der Lösung lassen.
- 4 Druckobjekt mit einer Pinzette aus der Reinigungsflüssigkeit entrehmen, ggf. mit Druckluft abblasen, und trocknen lassen. Empfehlung: Trocknung der Konstruktion in einem Offen bei dir °C. Hilmesis: Reste der alkehoflischen Reinigungsflüssigkeit auf der Oberfläche führen zu einer weicheren und mitunter kratzempfindlichen Oberfläche nach dem Nachhärten.
- 5 Nachhärtung der Konstruktion im Lichthärtegerät Otoflash G171 mit 2 x 2400 Blitzen Die Konstruktion zwischen den beiden Zyklen wenden. Empfehlung: Verwendung der Stickstofffunktion (Schutzgas), da dies die Sauerstoffinhibierung minimiert und so zu verbesserten Oberflächen- und Materialeigenschaften führt. Herstellerangaben des Gerätes beachten.
- 6 Manuelle Nachbearbeitung, z. B. Versäuberung der Supports und Politur mit handelsüblichen rotierenden Instrumenten für die Kunststoffbearbeitung. Himweis: Um Passungenaußeiten nach der Polymerisation zu vermeiden, sollte während des Ausarbeitens und Polierens starke Wärmeentwicklung vermieden werden.

Lagerung des Liquids: Trocken und bei Raumtemperatur (15 °C bis 25 °C) lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behältnisse geschlossen halten und nach Gebrauch sorgfällig verschließen. Restmengen aus der Materialwanne nicht wieder in das Originalgebinde zurückgeben. Eine längerfristige Lagerung des Liquids in der Materialwanne kann deren Lebensdauer verkrürzen. Für kruzfristige Lagerungen, wie bei einem Materialwechsel, empflehlt es sich, die materialgefüllte Wanne in der Originatherpackung zu lagerungen, da diese gleichzeitig vor Schwutz und Lichteinfall schützt.

Entsorgung: Die vollständig auspolymerisierten Bestandteile werden als Restmüll entsorgt. Entsorgung nicht auspolymerisierter Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften. Reste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen

Der Anwender ist für den Einsatz des Produktes selbst verantwortlich. Merz Dental übernimmt keine Haftung und / oder Gewährleistung bei der Verwendung von systemfremden und / oder nicht geprüften Komponenten sowie für fehlerhafte Ergebnisse, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Evenheitel democh auftretende Schadenersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

PROTO

Stand der Information: 2023-03

REF 1084216



UFI: 0C57-E1UA-EW77-VWP2



1 kg

MADE IN GERMANY

Merz Dental GmbH

Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany Tel + 49 (0) 4381/403-0 Fax + 49 (0) 4381/403-403 www.merz-dental.de EN ISO 13485