



artVeneer[®]

CBI[®]

System Formenkarte


System Mould Chart

Sistema Tabella forme

Sistema Ficha de formas

Système Carte de formes

C-Form



artVeneer®

CL

- ① 49,2 ⑤ 9,5 ⑧ 12,3
- ② 12,0 ⑥ 11,3 ⑨ 13,6
- ③ 12,7 ⑦ 7,4 ⑩ 8,6



CM

- ① 46,4
- ② 11,0 ⑤ 9,7 ⑧ 11,2
- ③ 12,0 ⑥ 10,6 ⑨ 12,7
- ④ 8,3 ⑦ 7,0 ⑩ 8,1



CS

- ① 43,3
- ② 10,3 ⑤ 9,3 ⑧ 10,9
- ③ 11,4 ⑥ 9,8 ⑨ 11,6
- ④ 7,7 ⑦ 6,4 ⑩ 7,3



UCL

- ① 38,7
- ⑪ 11,7 ⑭ 11,3 ⑰ 12,5
- ⑫ 12,6 ⑮ 12,2 ⑱ 13,6
- ⑬ 5,9 ⑯ 6,1 ⑲ 7,3



UCM

- ① 37,0
- ⑪ 11,0 ⑭ 11,1 ⑰ 11,7
- ⑫ 11,7 ⑮ 11,8 ⑱ 12,9
- ⑬ 5,7 ⑯ 5,8 ⑲ 7,0




UCS

- ① 35,0
- ⑪ 10,6 ⑭ 10,2 ⑰ 10,8
- ⑫ 11,3 ⑮ 11,0 ⑱ 12,2
- ⑬ 5,3 ⑯ 5,4 ⑲ 6,6



XL

36,7



38,5

①

②

14/24	15/25	16/26	17/27		14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47		34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth

8,1 7,4 11,3 10,0 12,7 12,5 11,1 9,7

8,1 7,7 11,5 11,3 13,3 12,5 11,3 10,2

B-Form



BXL

- ① 53,6
- ② 13,0 ⑤ 11,2 ⑧ 12,1
- ③ 14,3 ⑥ 13,0 ⑨ 15,3
- ④ 10,0 ⑦ 7,7 ⑩ 9,3



BL

- ① 49,9
- ② 11,6 ⑤ 11,0 ⑧ 12,2
- ③ 13,0 ⑥ 11,9 ⑨ 14,0
- ④ 9,3 ⑦ 7,1 ⑩ 8,7



BM

- ① 47,2
- ② 10,8 ⑤ 10,5 ⑧ 11,6
- ③ 12,3 ⑥ 11,3 ⑨ 12,9
- ④ 8,8 ⑦ 6,7 ⑩ 8,2



BS

- ① 43,6
- ② 10,2 ⑤ 9,7 ⑧ 10,7
- ③ 11,5 ⑥ 10,7 ⑨ 12,2
- ④ 8,1 ⑦ 6,3 ⑩ 7,6



UBL

- ① 39,6
- ⑪ 10,1 ⑭ 10,2 ⑰ 11,6
- ⑫ 11,8 ⑮ 11,9 ⑱ 13,0
- ⑬ 5,8 ⑯ 6,3 ⑲ 7,2



UBM

- ① 38,2
- ⑪ 9,8 ⑭ 10,4 ⑰ 11,5
- ⑫ 11,3 ⑮ 11,4 ⑱ 12,5
- ⑬ 5,6 ⑯ 6,1 ⑲ 7,0




UBS

- ① 35,3
- ⑪ 8,7 ⑭ 9,8 ⑰ 10,7
- ⑫ 10,5 ⑮ 10,6 ⑱ 11,7
- ⑬ 5,2 ⑯ 5,7 ⑲ 6,5



L

35,1



36,8

①


②

14/24	15/25	16/26	17/27		14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47		34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth

7,6 7,0 10,8 9,6 12,0 11,7 10,6 9,2

7,7 7,3 11,0 10,5 12,6 11,9 10,8 9,2

BO-Form



BI-Form



artVeneer®

BOL

① 49,4
② 12,0 ⑤ 10,9 ⑧ 13,7
③ 12,2 ⑥ 12,3 ⑨ 14,7
④ 8,9 ⑦ 7,2 ⑩ 8,6

BOM

① 46,8
② 11,6 ⑤ 10,7 ⑧ 12,7
③ 12,5 ⑥ 11,8 ⑨ 14,0
④ 8,4 ⑦ 6,9 ⑩ 8,2

BOS

① 43,9
② 10,8 ⑤ 9,7 ⑧ 11,7
③ 11,7 ⑥ 10,9 ⑨ 13,1
④ 7,9 ⑦ 6,5 ⑩ 7,6

UBXL

① 43,6
⑪ 11,0 ⑭ 11,8 ⑰ 13,2
⑫ 13,2 ⑮ 13,3 ⑱ 14,6
⑬ 6,5 ⑯ 7,2 ⑲ 8,0

BIL

① 50,0
② 12,5 ⑤ 10,5 ⑧ 13,0
③ 12,5 ⑥ 11,5 ⑨ 14,0
④ 9,3 ⑦ 8,2 ⑩ 8,6

BIM

① 47,4
② 12,0 ⑤ 9,8 ⑧ 11,8
③ 12,8 ⑥ 10,8 ⑨ 13,3
④ 8,8 ⑦ 6,7 ⑩ 8,2

BIS

① 44,3
② 10,8 ⑤ 9,1 ⑧ 11,1
③ 11,8 ⑥ 10,1 ⑨ 12,6
④ 8,3 ⑦ 6,3 ⑩ 7,6

UBIL

① 39,5
⑪ 11,2 ⑭ 10,9 ⑰ 12,8
⑫ 12,5 ⑮ 12,5 ⑱ 14,6
⑬ 5,7 ⑯ 6,3 ⑲ 7,5

UBIM

① 37,7
⑪ 10,3 ⑭ 10,0 ⑰ 12,2
⑫ 11,9 ⑮ 11,9 ⑱ 13,7
⑬ 5,5 ⑯ 5,9 ⑲ 7,2

UBIS

① 35,7
⑪ 9,8 ⑭ 9,8 ⑰ 11,6
⑫ 11,3 ⑮ 11,4 ⑱ 13,1
⑬ 5,2 ⑯ 5,8 ⑲ 6,8

M

32,8

34,4

S

31,0

32,3

①				②				
14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth
6,6	5,6	10,1	9,0	11,2	11,0	10,0	8,6	
7,2	7,0	10,3	10,0	11,8	11,2	10,1	8,8	

①				②				
14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth
8,1	8,7	9,5	9,4	10,8	10,5	9,4	8,1	
7,2	7,4	8,6	8,8	11,2	10,6	9,4	8,5	

I-Form



IT-Form



artVeneer®

IXL

① 53,6	⑤ 11,5	⑧ 14,2
② 13,2	⑥ 13,0	⑨ 15,6
③ 15,3	⑦ 7,5	⑩ 8,9

IL

① 47,0	⑤ 10,6	⑧ 12,5
② 12,5	⑥ 11,6	⑨ 14,0
③ 13,5	⑦ 7,8	⑩ 8,5

IM

① 44,4	⑤ 9,7	⑧ 12,1
② 11,2	⑥ 10,9	⑨ 13,2
③ 12,7	⑦ 6,3	⑩ 8,0

IS

① 41,8	⑤ 9,0	⑧ 10,9
② 10,8	⑥ 11,5	⑨ 12,6
③ 12,2	⑦ 5,9	⑩ 7,0

UIL

① 37,7	⑪ 11,6	⑭ 10,9	⑰ 12,3
② 12,7	⑫ 12,9	⑮ 13,6	
③ 5,7	⑬ 5,8	⑯ 7,2	

UIM

① 35,3	⑪ 10,4	⑭ 10,5	⑰ 11,1
② 11,7	⑫ 12,0	⑮ 12,6	
③ 5,3	⑬ 5,4	⑯ 6,2	

UIS

① 33,4	⑪ 10,0	⑭ 9,6	⑰ 9,9
② 11,0	⑫ 11,3	⑮ 11,8	
③ 5,0	⑬ 5,0	⑯ 6,2	

ITL




① 48,1	⑤ 10,8	⑧ 12,6
② 12,0	⑥ 11,7	⑨ 13,8
③ 12,9	⑦ 6,9	⑩ 8,5

ITM

① 45,0	⑤ 9,9	⑧ 11,9
② 11,3	⑥ 11,1	⑨ 12,6
③ 12,1	⑦ 6,3	⑩ 7,9

ITS


① 41,9	⑤ 9,4	⑧ 11,0
② 10,7	⑥ 10,4	⑨ 12,0
③ 11,3	⑦ 6,0	⑩ 7,4



XS


16 V-Farben /shades/colori/colores/colours A1-D4

4 Bleach-Farben /shades/colori/colores/colours BL1-BL4



Drei-Schicht-Aufbau


Three-layer set-up
Struttura a tre strati
Estructura de tres capas
Structure à trois couches



①				②				
14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth
7,8	8,4	9,2	9,5	10,2	10,0	9,0	7,8	
6,7	7,0	8,8	8,7	10,3	9,9	8,9	8,2	




- C** cervical-betont
Markanz, Härte, maskulin
- B** body-betont
Harmonie, neutral
- I** inzisal-betont
Grazie, Eleganz, feminin



Form C

ENGLISH


- C** cervical emphasized
striking, firm, masculine
- B** body emphasized
harmonious, neutral
- I** incisal emphasized
grace, elegance, feminine




Form B

ITALIANO

- C** cervicale
forma marcata, maschile,
ispira durezza
- B** corporea
forma armoniosa, neutrale
- I** incisale
forma aggraziata, elegante,
femminile




Form BO



Form BI

ESPAÑOL


- C** acento cervical
marcado, dureza, masculine
- B** acento en el cuerpo
armonía, neutralidad
- I** acento incisivo
gracia, elegancia, feminidad



Form I

FRANÇAIS

- C** accentuation cervicale
angulosité, force, masculinité
- B** accentuation corps
harmonie, neutralité
- I** accentuation incisive
grâce, élégance, féminité



Form IT

artVeneer®


Made in Germany

Das Material The material Il materiale El material La matière



artVeneer®

OMP-N®

Organic Modified Polymer-Network



Einfach vernetztes Polymer
Conventional Acrylic Material
Single Cross-Linked Polymer



*OMP-N® specially processed interpenetrated network

Graph based on Ghazal et al.: Two-body wear of resin and ceramic denture teeth in comparison to human enamel. Dental Materials 4 (2007) 24, p. 502-507

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. / Safety data sheet available on request.


Fiche de données de sécurité disponible sur demande. / Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112. / The mould chart complies with EN ISO 22112.

La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112. / La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112.

La carte des formes répond à la norme EN ISO 22112.



Formenkarte
Mould chart
Tabella forme
Ficha de formas
Carte de formes
artVeneer®

REF 1090275



Merz Dental GmbH
Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany
Tel + 49 (0) 4381 / 403-0
Fax + 49 (0) 4381 / 403-403
www.merz-dental.de
EN ISO 13485

CE 0482