



Digital Denture - 100 % your way

IL NUOVO

## BD Creator<sup>®</sup> PLUS

- ▶ Un software
- ▶ Tutte le indicazioni
- ▶ Illimitate possibilità

# SCANSIONE

## Dal cucchiaio alla registrazione dati

**Veloce • Semplice • Sicuro**

Vi sono diversi modi per fornire informazioni per la protesi digitale. Integrate nel vostro flusso di lavoro digitale i processi esistenti dei vostri clienti.



**Impronta per ribasatura**  
Trasformare il vecchio in nuovo: presa dell'impronta veloce con la vecchia protesi



**Presa dell'impronta convenzionale**  
Utilizzare strutture e processi già presenti



**Presa dell'impronta <sup>BD</sup>KEY®**  
Elevata sicurezza del processo con risultati prevedibili

## Digitalizzazione delle informazioni

A seconda delle indicazioni, il dentista può fornire direttamente una scansione intraorale della situazione del paziente.



**Per tutti coloro**

**che vogliono DI PIÙ...**



### Preparazione del lavoro CAD Add-On per una documentazione precisa

- Realizzazione digitale di cucchiai funzionali, registrazione del morso o registrazione con perno metallico di supporto
- Una trasparenza senza precedenti nella costruzione per una realizzazione digitale precisa
- Una maggiore efficienza e sicurezza dei vostri processi



# PROGETTAZIONE

## BD Creator® PLUS

### ► Un software

- Tutte le applicazioni per la protesi totale mobile in un unico software
- Nessuna interruzione del flusso di lavoro con un software estraneo
- Incl. analisi, funzioni di taglio e chiusure di fessure

### ► Tutte le indicazioni

- Protesi totali per tutte le classi di Angle (I-III)
- Protesi totali ad arcata singola
- Overdenture su attacchi
- Protesi totali immediate e provvisorie

### ► Illimitate possibilità

Massima libertà nel montaggio e nella scelta dei processi produttivi e dei materiali. **BD Creator® PLUS** offre montaggi già pronti sulla base dei denti anteriori Polystar® Selection EDITION e denti posteriori DeltaForm®.

Il software vi guida attraverso l'intero processo di progettazione e selezione per il quale sono disponibili diversi percorsi:



File di denti premontate in **BDLoad®**



Concetto di occlusione integrata e posizionamento individuale dei denti anteriori in **BDLoad® XP**



Individualizzazione del posizionamento dei singoli denti o di gruppi di denti nel processo **FileSplit\***

EFFICIENZA

INDIVIDUALIZZAZIONE

\*Add-On artegral® life PreSets offre ulteriori opzioni sulla base dei denti anteriori e posteriori completamente anatomici artegral® life.



### CAD Add-On artegral® life PreSets per la massima individualizzazione ed estetica

- In aggiunta 120 PreSets digitali dei denti artegral life® completamente anatomici con occlusione linguizzata
- Brillantezza, estetica, aspetto naturale: combinate le straordinarie caratteristiche di artegral® life con il vostro processo di produzione digitale
- Riposizionamento digitale per ogni dente o gruppo di denti, singolo o sincrono, in direzione assiale e anche spaziale
- Adattabile per le classi di Angle I - III



Inclinazione delle cuspidi di 25°


# REALIZZAZIONE

## Digital Denture 100 % - your way


**BDCreator® PLUS** è un sistema aperto. Siete quindi completamente liberi di scegliere il metodo di produzione, il vostro software CAM o Slicing.

### STAMPA

- Documentazione preparatoria per il lavoro: cucchiaio funzionale, registrazione del morso, registrazione con perno metallico di supporto



- Try-In individualizzato
- Base di protesi e arcata dentale\*



\*per uso provvisorio

### FRESATURA

- **BDLoad® TS: Try-In**
- **BDLoad®:** con concetto oclusale integrato
- **BDLoad® XP:** con denti posteriori integrati in occlusione per l'individualizzazione con i denti anteriori
- Base di protesi + arcata dentale o denti protesici Merz Dental – direttamente dalla stecca







## 100 % your way

Portate il flusso di lavoro della vostra protesi totale a un livello superiore con **BDCreator® PLUS** e integrate i processi a supporto digitale in quelli esistenti in base alle vostre esigenze.

### ► Un software

Con **BDCreator® PLUS** avrete tutte le applicazioni necessarie per la protesi totale digitale.

### ► Tutte le indicazioni

Realizzate protesi totali per tutte le classi di Angle nel vostro flusso di lavoro digitale.

### ► Illimitate possibilità

Scegliete tra efficienza, individualizzazione o estetica. Utilizzate **BDCreator® PLUS** nel flusso di lavoro esistente. Iniziate con la produzione della documentazione preparatoria per il lavoro.


### **BDCreator® PLUS**

Per tutte le indicazioni  
per protesi totale

- Protesi totali per tutte le classi di Angle
- Protesi totali ad arcata singola
- Overdentine su attacchi
- Protesi totali immediate e provvisorie



## 100 % for our patients



## Software di base

- Protesi totale per tutte le classi di Angle (I-III)
- Tutte le applicazioni in un software compreso l'articolatore virtuale completamente adattabile
- Progettazione efficiente in <sup>BD</sup>Load® o individualizzazione attraverso il riposizionamento digitale di file di denti o di singoli denti
- Produzione aperta: stampa o fresatura in <sup>BD</sup>Load®, <sup>BD</sup>Load® XP, con FileSplit arcata dentale e base o pocket

Per tutti coloro che vogliono di più

### + Add-On 1

- Correzione oclusale dinamica
- Progettazione della documentazione preparatoria per il lavoro: cucchiaio individuale, registrazione individuale del morso, registrazione con perno metallico di supporto (gnatometro)

### + Add-On 2

- Brillantezza, estetica ed aspetto naturale: 120 artegral® life PreSets

## Test before invest

Eseguiamo la dimostrazione del processo di progettazione con BDCreator® PLUS sulla base di un vostro caso clinico e ci occupiamo del servizio di fresatura.

Contattateci e vi convincerete dei vantaggi di BDCreator® PLUS



Download  
versione demo



## MERZ DENTAL – Competenza odontotecnica e digitale

Nel Baltic Denture System abbiamo concentrato la nostra esperienza decennale nella protesi e nello sviluppo dei denti e siamo leader nell'innovazione nella produzione di protesi totali digitali. La nostra filosofia di protesi totale, basata sul Prof. Dr. Gerber e sul TiF, già implementata nel <sup>BD</sup>Load® con 3 ampiezze di arcate dentali, è stata ora trasferita anche ai 120 artegral® life PreSets.

Siamo al vostro fianco lungo l'intero percorso del flusso di lavoro della vostra protesi digitale con materiali innovativi e con la nostra esperienza racchiusa in BDCreator® PLUS. Le conoscenze tradizionali sono implementate in modo intuitivo nel software, con fasi di progettazione semplici e logiche.

