



Baltic Denture System



BDLoad[®]

de Kennzeichnung

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Größe | ↓ | M | m | 7 |
| | Unterkiefer | Größe ^{BDLoad[®]} | Weite Zahnbogen | Aufstellung bis 6er oder 7er |
| Zähne | PLSE | um2 | DF | m |
| | Zahnlinie Front | Zahnform Front | Zahnlinie Seite | Zahnform Seite |
| Farbe | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Zahnfarbe | Zahnschichtung | Basisfarbe | Basismaterial |

Tipp: Im 2. Quadranten des Oberkiefer ^{BDLoad[®]} (bzw. im 4. Quadranten des Unterkiefer ^{BDLoad[®]}) ist eine Formbezeichnung eingebracht, die ähnlich der Größenangabe des Primäretikettes aufgebaut ist (Größe / Zähne). Diese dient lediglich der internen Rückverfolgbarkeit der ^{BDLoad[®]} bei Merz Dental. Im Falle eines Verlusts des Primäretikettes können mittels dieser Kennzeichnung die Größe und die verwendeten Zahnformen des ^{BDLoad[®]} abgelesen werden.

en **usa** **Identification**

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Size | ↓ | M | m | 7 |
| | Lower jaw | Size ^{BD} Load® | Wide dental arch | Set-up to the first or second molar |
| Teeth | PLSE | um2 | DF | m |
| | Front tooth line | Front tooth shape | Tooth line Page | Tooth shape Page |
| Colour | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Tooth colour | Tooth layering | Base colour | Base material |

Tip: A shape identifier is marked in the 2nd quadrant of the ^{BD}Load® in the upper jaw (or ^{BD}Load® lower jaw in the 4th quadrant), which is similar to the size specification of the primary label (Size / teeth). This serves solely for internal traceability of the ^{BD}Load® at Merz Dental. In the event of loss of the primary label, this identifier allows the size and the tooth shape of the ^{BD}Load® used to be read.

fr **Identification**

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Taille | ↓ | M | m | 7 |
| | Maxillaire inférieur | Taille de ^{BD} Load® | Portée arcade dentaire | Montage jusqu'à 6 ou 7 |
| Dents | PLSE | um2 | DF | m |
| | Ligne de dents Antérieur | Forme de dents Antérieur | Ligne de dents Postérieur | Forme de dents Postérieur |
| Couleur | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Teinte des dents | Stratification dentaire | Teinte de la base | Matériau de base |

Astuce : sur le 2^e quadrant du maxillaire supérieur ^{BD}Load® (ou 4^e quadrant du maxillaire inférieur ^{BD}Load® est indiquée une forme qui correspond à la taille indiquée sur l'étiquette d'origine (taille / dents). Ces indications servent à la traçabilité interne de ^{BD}Load® chez Merz Dental. En cas de perte de l'étiquette d'origine, ce marquage permet de déduire la taille et les formes de dents utilisées de ^{BD}Load®.

it Etichettatura

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Misura | ↓ | M | m | 7 |
| | Arcata inferiore | Misura ^{BD} Load® | Ampiezza arcata | Montaggio fino ai 6 o ai 7 |
| Dentie | PLSE | um2 | DF | m |
| | Linea anteriori | Forma anteriori | Linea posteriori | Forma posteriori |
| Colore | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Colore denti | Stratificazione del dente | Colori base | Materiale base |

Suggerimento: Nel quadrante 2 del ^{BD}Load® arcata superiore (e nel quadrante 4 del ^{BD}Load® arcata inferiore) è inserita una denominazione della forma composta in modo analogo all'indicazione della misura nell'etichetta primaria (Misura / Denti). Essa serve unicamente ai fini della rintracciabilità interna del ^{BD}Load® presso Merz Dental. Qualora l'etichetta primaria vada perduta, con questa marcatura è possibile identificare la misura e le forme dei denti del ^{BD}Load®.

es Marcado

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Tamaños | ↓ | M | m | 7 |
| | Maxilar inferior | Tamaños del ^{BD} Load® | Arcos dentales anchos | Colocación hasta el 6.º o el 7.º |
| Dientes | PLSE | um2 | DF | m |
| | Línea de dientes anteriores | Forma de dientes anteriores | Línea de dientes posteriores | Forma de dientes posteriores |
| Color | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Color del diente | Estratificación dental | Color de base | Material base |

Consejo: En el segundo cuadrante del maxilar superior del ^{BD}Load® (o en el cuarto cuadrante del maxilar inferior del ^{BD}Load®) hay una denominación de forma colocada de manera similar al tamaño indicado en la etiqueta primaria (tamaños / dientes). Sirve únicamente para la trazabilidad interna del ^{BD}Load® por parte de Merz Dental. En caso de pérdida de la etiqueta primaria, con esta denominación se puede consultar el tamaño y la forma del diente del ^{BD}Load® utilizado.

pt Rotulagem

| | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tamanho | ↓ | M | m | 7 |
| | Maxilar inferior | Tamanho do ^{BD} Load® | Outras arcadas dentárias | Disposição até ao 6.º ou 7.º |
| Dentes | PLSE | um2 | DF | m |
| | Linha dentária frontal | Forma dentária frontal | Linha dentária lateral | Forma dentária lateral |
| Cor | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Cor do dente | Estratificação dentária | Cor de base | Material de base |

Dica: no 2.º quadrante do maxilar superior ^{BD}Load® (ou no 4.º quadrante do maxilar inferior ^{BD}Load®), está aposta uma designação da forma semelhante à indicação do tamanho constante da etiqueta aposta pelo fabricante (tamanho / dentes). Esta serve meramente para rastreamento interno do ^{BD}Load® pela Merz Dental. Em caso de perda da etiqueta primária, com esta rotulagem é possível ler o tamanho e as formas dentárias do ^{BD}Load® usados.

pl Oznakowanie

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rozmiar | ↓ | M | m | 7 |
| | Żuchwa | Rozmiar ^{BD} Load® | Szerokie łuki zębowe | Ustawienie do 6. lub 7. |
| Zęby | PLSE | um2 | DF | m |
| | Linia zębów przednich | Kształt zębów przednich | Linia zębów bocznych | Kształt zębów bocznych |
| Kolor | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Kolor zęba | Warstwowanie zęba | Kolor podstawowy | Materiał bazowy |

Porada: W 2. kwadrancie ^{BD}Load® dla szczęki (lub w 4. kwadrancie ^{BD}Load® dla żuchwy) umieszczone jest określenie kształtu, które jest skonstruowane podobnie jak informacja o rozmiarze na etykiecie podstawowej (rozmiar / zęby). Służy ono jedynie do wewnętrznej identyfikacji ^{BD}Load® w firmie Merz Dental. W przypadku utraty etykiety podstawowej można za pomocą tego oznakowania odczytać rozmiar i użyte kształty zębów s ^{BD}Load®.

nl Markering

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Formaat | ↓ | M | m | 7 |
| | onderkaak | formaat ^{BD} Load® | wijde tandbogen | opstelling tot 6e of 7e |
| Gebits-elementen | PLSE | um2 | DF | m |
| | elementreeks front | elementvorm front | elementreeks lateraal | elementvorm lateraal |
| Kleur | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | gebitselementkleur | Laagopbouw van gebitselementen | basiskleur | Basismateriaal |

Tip: In de 2e kwadrant van de bovenkaak-^{BD}Load® (resp. in de 4e kwadrant van de onderkaak-^{BD}Load®) is een vormbeschrijving aangebracht die dezelfde opbouw heeft als de formaatgegevens van het primaire etiket (formaat / gebitselementen). Deze gegevens dienen alleen voor het eventueel intern terugvolgen van de ^{BD}Load® door Merz Dental. Als het primaire etiket verloren is gegaan, kunnen door middel van deze markering het formaat en de gebruikte tandvormen van de ^{BD}Load® worden afgelezen.

sv Märkning

| | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Storlek | ↓ | M | m | 7 |
| | Underkäke | Storlek ^{BD} Load® | Bred tandbåge | Uppställning till 6:an eller 7:an |
| Tänder | PLSE | um2 | DF | m |
| | Tandlinje front | Tandform front | Tandlinje sida | Tandform sida |
| Färg | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Tandfärg | Tandlager | Basfärg | Basmaterial |

Tips: I andra kvadranten i överkäks- ^{BD}Load® (resp. i fjärde kvadranten i underkäks- ^{BD}Load®) finns en formmärkning som är liknande uppbyggd som storleksuppgiften på primäretiketten (storlek / tänder). Denna är enbart avsedd för intern spårbarhet av ^{BD}Load® hos Merz Dental. Om primäretiketten skulle gå förlorad kan man med hjälp av den här märkningen se storleken och de använda tandformerna på ^{BD}Load®.

da Mærkningsoplysning

| | | | | |
|-----------|---------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| Størrelse | ↓ | M | m | 7 |
| | Underkæbe | Størrelse ^{BD} Load [®] | Bred tandbue | Opstilling til 6'er eller 7'er |
| Tænder | PLSE | um2 | DF | m |
| | Tandlinje front | Tandform front | Tandlinje side | Tandform side |
| Farve | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Tandfarve | Lagopbygning af tand | Basisfarve | Grundlæggende materiale |

Tip: I 2. kvadrant af overkæben ^{BD}Load[®] (eller i 4. kvadrant af underkæben ^{BD}Load[®]) er der anbragt en form-betegnelse, som er konstrueret på samme måde som størrelsesinformationen på den primære etiket (størrelse / tænder). Denne information tjener kun til sporbarhed af ^{BD}Load[®] for Merz Dental. Såfremt den primære etiket mistes, er det muligt vha. af denne mærkning at aflæse størrelsen og de anvendte tandformer af ^{BD}Load[®].

no Merking

| | | | | |
|-----------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Størrelse | ↓ | M | m | 7 |
| | Underkjeve | Størrelse ^{BD} Load [®] | Bredde tannbue | Oppstilling til 6er eller 7er |
| Tenner | PLSE | um2 | DF | m |
| | Tannlinje front | Tannform front | Tannlinje side | Tannform side |
| Farge | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Tannfarge | Tannens sjiktopbygging | Basisfarge | Basismateriale |

Tips: I 2. kvadrant av overkjeve ^{BD}Load[®] (hhv. i 4. kvadrant av underkjeve ^{BD}Load[®]) er det plassert en formbetegnelse med en struktur tilsvarende angivelsen av størrelse på primæretiketten (størrelse / tenner). Formålet med dette er kun den interne sporingen av ^{BD}Load[®] hos Merz Dental. Hvis primæretiketten går tapt, kan man ved hjelp av denne merkingen avlese størrelse og anvendte tannformer for ^{BD}Load[®].

fi Merkintä

| Koko | ↓ | M | m | 7 |
|---------|---------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | Alaleuka | ^{BD} Load [®] -aihion koko | Leveä hammaskaari | Asetus 6. tai 7. saakka |
| Hampaat | PLSE | um2 | DF | m |
| | Hammasklinja etu | Hammaskuoto etu | Hammasklinja poski | Hammaskuoto poski |
| Väri | A3 ^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Hammaskväri | Hampaiden laminointi | Peruskväri | Pohjamateriaali |

Vinkki: Yläleuan ^{BD}Load[®]-aihion 2. kvadrantissa (tai alaleuan ^{BD}Load[®]-aihion 4. kvadrantissa) on muotomerkinä, jonka rakenne vastaa primäärietiketin kokotietoa (koko / hampaat). Se on tarkoitettu ainoastaan ^{BD}Load[®]-aihion jäljitettävyyteen Merz Dental -yrityksessä. Jos primäärietiketti kadotetaan, ^{BD}Load[®]-aihion koon ja käytetyt hammaskuodot voi tarkistaa tämän merkinnän avulla.

lt Ženklimas

| Dydis | ↓ | M | m | 7 |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Apatinis žandikaulis | ^{BD} Load [®] dydis | Platus dantų lankas | Išdėstymas iki 6 ar 7 |
| Dantys | PLSE | um2 | DF | m |
| | Priekinė dantų linija | Priekinių dantų forma | Šoninė dantų linija | Šoninių dantų forma |
| Spalva | A3 ^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Danties spalva | Dantų antsluoksnis | Bazinė spalva | Pagrindo medžiaga |

Patarimas: viršutinio žandikaulio ^{BD}Load[®] 2 kvadrante (arba apatinio žandikaulio ^{BD}Load[®] 4 kvadrante) nurodytas formos pavadinimas, kurio išdėstymas panašus į pradinės etiketės dydžio duomenis (dydis / dantis). Tai skirta tik vidiniam ^{BD}Load[®] atsekamumui Merz Dental. Pаметus pradinę etiketę pagal šį ženklimą galima nustatyti ^{BD}Load[®] dydį ir naudojamas dantų formas.

lv Apzīmējumi

| | | | | |
|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Izmērs | ↓ | M | m | 7 |
| | Apakšžoklis | ^{BD} Load® izmērs | Platie zobu loki | Izkārtojums līdz 6. vai 7. |
| Zobi | PLSE | um2 | DF | m |
| | Zobu līnija, priekš-puse | Zobu formu, priekš-puse | Zobu līnija, no sāniem | Zobu forma, no sāniem |
| Krāsa | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Zobu krāsa | Zobu slāņojums | Bāzes krāsa | Bāzes materiāls |

Piezīme: ^{BD}Load® augšžokļa 2. kvadrantā (vai ^{BD}Load® apakšžokļa 4. kvadrantā) ir ieviests formas apzīmējums, kura izmērs ir līdzīgs primārajai etiķetei (izmērs / zobi). Tas ir paredzēts tikai ^{BD}Load® iekšējai lietošanai Merz Dental. Gadījumā, ja tiek nozaudēta primārā etiķete, tad izmantojot šo apzīmējumu, var noteikt izmēru un izmantotās ^{BD}Load® zobu formu.

et Tähistus

| | | | | |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Suurus | ↓ | M | m | 7 |
| | Alalõug | ^{BD} Load®-i suurus | Hambakaare laius | Kuni 6-ne või 7-ne reastus |
| Hambad | PLSE | um2 | DF | m |
| | Eesmine hambajoon | Eesmine hambakuju | Kūlgmine hambajoon | Kūlgmine hambakuju |
| Värv | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Hambavärv | Hammaste kihistumine | Baasvärv | Baasmaterjal |

Nõuanne: ^{BD}Load®-i ülalõua 2. kvadrantdis (või vastavalt ^{BD}Load®-i alalõua 4. kvadrantdis) asub vorminimetus, mis on üles ehitatud põhietiketi suuruseandmetega sarnaselt (suurus / hambad). See on mõeldud ainult ^{BD}Load®-i tagasiulatuva ettevõttesisese teabe saamiseks Merz Dentalis. Põhietiketi kadumisel saab selle tähistuse abil ^{BD}Load®-i suurst ja kasutatud hambakujude teavet välja lugeda.

hu Jelölések

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Méret | ↓ | M | m | 7 |
| | Alsó állkapocs | ^{BD} Load® méret | Széles fogív | Lista a 6-ikig vagy a 7-ikig |
| Fogak | PLSE | um2 | DF | m |
| | Elülső fogsor | Elülső fogforma | Oldalsó fogsor | Oldalsó fogforma |
| Szín | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Fogszín | Fogrétegződés | Alapszín | Bázisanyag |

Tip: A ^{BD}Load® felső állkapocs 2. kvadránsában (illetve a ^{BD}Load® alsó állkapocs 4. kvadránsában) olyan formajelölés van megadva, amely az elsődleges címke méretmegadásához hasonlóan épül fel (méret / fogak). Ez csupán a ^{BD}Load® belső nyomonkövethetőségét szolgálja a Merz Dental-nál. Az elsődleges címke elvesztése esetén ennek a jelölésnek a segítségével olvasható le a ^{BD}Load® mérete és alkalmazott fogformái.

cs Označení

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Velikost | ↓ | M | m | 7 |
| | Dolní čelist | Velikost ^{BD} Load® | Široké zubní oblouky | Postavení do 6. nebo 7. zuby |
| Zuby | PLSE | um2 | DF | m |
| | Linie předních zubů | Tvar předních zubů | Linie bočních zubů | Tvar bočních zubů |
| Barva | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Barva zubů | Vrstvení zuby | Základní barva | Základní materiál |

Tip: Ve 2. kvadrantu ^{BD}Load® pro horní čelist (nebo ve 4. kvadrantu ^{BD}Load® pro dolní čelist) je uvedeno označení tvaru, které je sestaveno podobným způsobem jako údaj o velikosti na hlavní etiketě (velikost / zuby). Toto označení slouží výhradně pro účely interní sledovatelnosti ^{BD}Load® u společnosti Merz Dental. V případě ztráty hlavní etikety lze pomocí tohoto označení dohledat velikost a použité tvary zubů pro ^{BD}Load®.

sl Označevanje

| | | | | |
|----------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Velikost | ↓ | M | m | 7 |
| | Spodnja čeljust | Velikost pripomočka ^{BD} Load® | Širok zobni lok | Postavitev do 6. ali 7. |
| Zobje | PLSE | um2 | DF | m |
| | Prednja zobna linija | Oblika prednjih zob | Stranska zobna linija | Oblika stranskih zob |
| Odtenek | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Zobni odtenek | Zobna plast | Osnovni odtenek | Material za osnovo |

Nasvet: V 2. kvadrantu zgornje čeljusti pripomočka ^{BD}Load® (oziroma v 4. kvadrantu. spodnje čeljusti pripomočka ^{BD}Load®) je prikazana oznaka oblike, ki je sestavljena podobno kot navedba velikosti na primarni nalepki (velikost / zobje). Namenjena je izključno notranji sledljivosti pripomočka ^{BD}Load® za družbo Merz Dental. V primeru izgube primarne nalepke se s to oznako lahko razberejo velikost in uporabljene oblike zob pripomočka ^{BD}Load®.

sk Označenie

| | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Veľkosť | ↓ | M | m | 7 |
| | Dolná čelusť | Veľkosť ^{BD} Load® | Široké zubné oblúky | Rozmiestnenie do 6. alebo 7. |
| Zuby | PLSE | um2 | DF | m |
| | Línia zubov spredu | Tvar zubov spredu | Línia zubov z boku | Tvar zubov z boku |
| Farba | A3^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Farba zuba | Vrstvenie zubov | Základná farba | Základný materiál |

Tip: V2. kvadrante hornej čeluste ^{BD}Load® (príp. v 4. kvadrante dolnej čeluste ^{BD}Load®) je umiestnené označenie tvaru, ktoré je vytvorené podľa údajov o veľkosti na hlavnej etikete (veľkosť / zuby). Toto slúži len na internú spätnú sledovateľnosť ^{BD}Load® u firmy Merz Dental. V prípade straty hlavnej etikety sa môže prostredníctvom tohto označenia zistiť veľkosť a používané tvary zubov ^{BD}Load®.

bg Маркировка

| Размер | ↓ | M | m | 7 |
|--------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Долна челюст | Размер ^{BD} Load® | Ширина на зъбната дъга | Позициониране до 6-ти или 7-ми |
| Зъби | PLSE | um2 | DF | m |
| | Линия на зъбите фронт | Форма на зъбите фронт | Линия на зъбите отстриани | Форма на зъбите отстриани |
| Цвят | A3 ^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Цвят на зъбите | Облицоване на зъби | Основен цвят | Основен материал |

Съвет: Във втория квадрант на горната челюст ^{BD}Load® (респ. в четвъртия квадрант на долната челюст ^{BD}Load®) е поставена маркировка на формата, подобна на данните за размера на първичния етикет (размер / зъби). Тя служи само за вътрешнофирмена проследимост на ^{BD}Load® при Merz Dental. В случай на загуба на първичния етикет посредством тази маркировка могат да се отчетат размерът и използваните форми на зъбите на ^{BD}Load®.

el Επισήμανση

| Μέγεθος | ↓ | M | m | 7 |
|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Κάτω γνάθος | Μέγεθος ^{BD} Load® | Πλάτος οδοντικού τόξου | Διευθέτηση μέχρι 6ο ή 7ο |
| Δόντια | PLSE | um2 | DF | m |
| | Σειρά δοντιών, πρόσθια | Σχήμα δοντιών, πρόσθια | Σειρά δοντιών, πλευρικά | Σχήμα δοντιών, πλευρικά |
| Χρώμα | A3 ^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Χρώμα δοντιών | Διαστρωμάτωση των δοντιών | Βασικό χρώμα | Υλικό βάσης |

Συμβουλή: Στο 2ο τεταρτημόριο της άνω γνάθου του ^{BD}Load® (αντίστοιχα στο 4ο τεταρτημόριο της κάτω γνάθου του ^{BD}Load®) υπάρχει ένας χαρακτηρισμός σχήματος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί παρόμοια με τα στοιχεία μεγέθους της κύριας ετικέτας (μέγεθος / δόντια). Αυτό χρησιμεύει μόνο για την εσωτερική ιχνηλασιμότητα του ^{BD}Load® στην Merz Dental. Σε περίπτωση απώλειας της κύριας ετικέτας, είναι δυνατή η ανάγνωση του μεγέθους και των χρησιμοποιούμενων σχημάτων δοντιών του ^{BD}Load®.

tr İşaretleme

| | | | | |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------|--|
| Boyut | ↓ | M | m | 7 |
| | Alt çene | ^{BD} Load® boyutu | Geniş diş arka | Birinci veya ikinci molar dişe kadar konumlandırma |
| Dişler | PLSE | um2 | DF | m |
| | Ön diş serisi | Ön diş formu | Yan diş serisi | Yan diş formu |
| Renk | A3 ^{light} | ECO | dark pink | HI |
| | Diş rengi | Diş tabakalandırma | Baz rengi | Temel malzeme |

İpucu: ^{BD}Load®'un üst çene 2. kadranda (ve / veya ^{BD}Load®'un alt çene 4. kadranda), birincil etiketteki boyut ifadesine benzeyen bir form tanımlaması bulunur (boyut / dişler). Bu sadece ^{BD}Load®'un Merz Dental tarafından dahili olarak takip edilebilmesi için kullanılır. Birincil etiketin kaybedilmesi halinde, bu işaret sayesinde ^{BD}Load®'un boyutu ve kullanılan diş formları okunabilir.

www.baltic-denture-system.de



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482