



Digital Denture - 100 % your way

Digitale Totalprothetik in der Zahnarztpraxis

- ▶ Effiziente Arbeitsabläufe
- ▶ Zuverlässige Ergebnisse
- ▶ Zufriedene Patienten



Digital Denture

Dank Digitalisierung wird Zahnersatz heute effizienter, schneller und präziser hergestellt. Auch in der Totalprothetik.

Die Versorgung Ihrer Patienten mit einer digital gefertigten Totalprothese ist in zwei Sitzungen möglich, oder ganz abgestimmt auf Ihre bisherigen Prozesse in der Praxis. Patienten profitieren von hoher Passgenauigkeit, weniger Nacharbeiten, reduzierten Druckstellen und einem geringen Allergiepotezial dank hochwertiger Materialien.

Anwendungsmöglichkeiten

- Totalprothesen aller Angle Klassen
- Unimaxilläre Totalprothese (14er) inkl. okklusaler Korrektur
- Overdenture-Prothesen über Attachment
- Totale Immediat- und Interimsprothesen
- Reiseprothesen





It's up to you

Die digitale Prothese kann auf vielfältige Weise hergestellt werden. Profitieren Sie von den zeitlichen Vorteilen oder arbeiten Sie in Ihren bestehenden Prozessen und nutzen die Materialvorteile der digitalen Totalprothetik.



Aus alt mach neu

Nehmen Sie wie gewohnt eine Unterfütterungsabformung mit der vorhandenen Prothese vor. Die Digitalisierung der Abformung ist z. B. mit Ihrem Intraoralscanner möglich, sodass der Patient seine alte Prothese direkt nach der Sitzung wieder mitnehmen kann.




BDKEY® Abformung

Die **BDKEY®** kommen zum Einsatz, wenn bei Ihrem Patienten keine Referenzpunkte, wie z. B. eine Altprothese vorhanden sind. Ihr Dentallabor stellt Ihnen für die Abformung die gewünschten 3D-gedruckten **BDKEY®** zur Verfügung, mit dem die optimale Positionierung der Zahnreihen nach funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten festgelegt werden kann.



Konventionelle Abformung

Sie nehmen Ihre Abdrücke wie gewohnt und Ihr Dentallabor übernimmt den Rest. An Ihren Prozessen ändert sich nichts.



The Masterpiece

Das bereits integrierte Aufstellkonzept der digitalen Totalprothese sieht eine lingualisierte Okklusion der Zahnreihen mit unilateraler Abstützung vor. Zusätzlich sichert eine Zahn-zu-Zahn-Beziehung die autonome Kaustabilität der Prothesen.



BDLoad®

Bestehend aus Polystar® Selection EDITION 4-Schicht Frontzähnen und DeltaForm® 3-Schicht Seitenzähne.



BDLoad® XP

Zur Individualisierung der Front mit Polystar® Selection EDITION Konfektionszähnen und DeltaForm® 3-Schicht Seitenzähne.

Eigenschaften & Vorteile

- Kein Einkleben notwendig - mehrschichtige Konfektionszähne sind bereits einpolymerisiert
- Höchste Verbundqualität von Zahn und Basismaterial
- Ohne interdentes Verschließen und kein Polymerisationsschrumpfen
- Reparatur- und unterfütterungsfähig
- Wählen Sie wie gewohnt zwischen 16 V-Classic und 4 Bleach Farben
- Prothesenbasis verfügbar in den Farben pink und dark pink sowie aus High Impact Material
- Für jeden Kiefer die passende Form: In Kieferweite, -größe und Zahnaufstellung bis zum ersten oder zweiten Molaren
- Individuelle oder standardisierte Aufstellung der Frontzähne



Ihre Vorteile

„
„Meine neue Prothese ist
glatter, angenehmer
und leichter.
Und diesmal musste ich
keine 6 Wochen warten.“
(Patient, Aachen)

Effiziente Arbeitsabläufe

- Zwei Sitzungen durch Zusammenfassung der Arbeitsabläufe*
- Reduzierte Behandlungszeit
- Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Totalprothetik

Zuverlässige Ergebnisse

- Hohe Passgenauigkeit und Stabilität
- Hohe Prozesssicherheit und Materialqualität
- Höchste Qualität und gleichbleibende Ergebnisse

Zufriedene Patienten

- Reduziertes Allergiepotential
- Weniger Druckstellen durch hohe Passgenauigkeit
- Reproduzierbarkeit als Reise- und Ersatzprothesen
- Hohe Plaquerresistenz
- Weniger Arzttermine*



*Abhängig vom Ablauf in Ihrer Zahnarztpraxis


Weitere Informationen



Tipp:
Alle Informationen
für Ihr Labor
auf einen Blick



Oder direkt bei Ihrem Dentallabor:



100%
entwickelt und
produziert in
Deutschland!



Druckfehler und Irrtümer vorbehalten



www.merz-dental.de

1092175/2025-02