

M-PRINT

Übersicht Druckerkompatibilität
Printer compatibility overview



- de

M-PRINT 3D-Druck Liquids sind grundsätzlich kompatibel mit DLP-Druckern mit 385 nm und teilweise mit LCD-Druckern mit 405 nm Wellenlänge. Für die folgenden Drucker stehen Druckparameter zur Verfügung:
- en

M-PRINT 3D printing liquids are generally compatible with DLP printers operating at a wavelength of 385 nm and, to some extent, with LCD printers operating at 405 nm. Print parameters are available for the following printers:

Medizinproduktklasse / Medical device class		TECHNICAL RESINS						MEDICAL RESINS				TECHNICAL RESINS				
		I		I		I		I		I		IIa				
M-PRINT compatible Download Druckparameter / Print parameters REF 500 g 1000 g		Model 2.0	Model 2.0	Model 2.0	Model	Model	Model	Tray	Tray	TryIn	TryIn	Surgical guide HT	Splint	Cast	Proto	Proto
		 deep-black	 desert	 shark-gray	 ash-gray	 sand	 taupe-gray	 aqua	 hot-pink	 ivory	 gum	 spring-green	 clear	 purple	 clear	 cobalt-blue
		1084023 1084024	1084021	1084022	1084017	1084020	1084018	1084035	1084036	1084045 1084046	1084047 1084048	1084041	1084050	1084010	1084025	1084026
Wellenlänge DLP LCD		385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
	rapidshape D20+ / D30+ / D50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Asiga Pico / MAX / MAX 2 / PRO / PRO 4K / Ultra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Straumann PRO20 / P30+ / P50+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SHERA print 20 pro / print 30 / print 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DMG DentaMile Desk RS-5 / 3Delite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	W2P SolFlex 163 / 350 / 363+ / 650				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	W2P SolFlex 250 UHD				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	W2P SolLab 370				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	Nexa3D XiP				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Carima IMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Voco SolFlex 170 / 350 / 650				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	DEKEMA trix print ²				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	Ackuretta FreeShape 120							✓	✓					✓	✓	✓
	Anycubic Photon Mono M7Pro*	✓	✓	✓												
	Anycubic Photon Mono M5*				✓	✓	✓	✓	✓					✓		
	Anycubic Photon Mono X 6K*				✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
	Phrozen 8K Mini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Zirkonzahn P4000						✓	✓	✓							

* Empfehlung für Druckparameter / Recommendation for printing parameters

Für die Nutzung des Produktes sind die Nutzer selbst verantwortlich. Merz Dental übernimmt keine Haftung und / oder Garantie für die Verwendung systemfremder und / oder nicht geprüfter Komponenten sowie für fehlerhafte Ergebnisse, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell noch entstehende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Wert unserer Produkte. Die genannten Firmen- und Produktnamen Dritter sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Das Zitieren solcher Bezeichnungen ohne Bezugnahme auf eine Marke oder ähnliches (eingetragen und / oder geschützt) sollte weder als Verletzung der Schutzrechte dieser Bezeichnungen noch als Schädigung der Unternehmen, die diese Rechte besitzen, angesehen werden. / Users are responsible for using the product themselves. Merz Dental assumes no liability and / or guarantee for the use of non-system components and / or components that have not been tested or for incorrect results, as the manufacturer has no influence on processing. Any claims for damages that may still arise relate exclusively to the value of our products. The company and product names of third parties mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective manufacturers. Quoting such designations without reference to a trademark or similar (registered and / or protected) should not be considered a infringement of the intellectual property rights of these designations, nor should they be regarded as damaging to the companies that own these rights.

M-PRINT

Übersicht Druckerkompatibilität
Printer compatibility overview



- de

M-PRINT 3D-Druck Liquids sind grundsätzlich kompatibel mit DLP-Druckern mit 385 nm und teilweise mit LCD-Druckern mit 405 nm Wellenlänge. Für die folgenden Drucker stehen Druckparameter zur Verfügung:
- en

M-PRINT 3D printing liquids are generally compatible with DLP printers operating at a wavelength of 385 nm and, to some extent, with LCD printers operating at 405 nm. Print parameters are available for the following printers:

Medizinproduktklasse / Medical device class		TECHNICAL RESINS						MEDICAL RESINS						TECHNICAL RESINS			
		I		I		I		I		I		IIa					
M-PRINT compatible Download Druckparameter / Print parameters REF 500 g 1000 g		Model 2.0 deep-black 1084023 1084024	Model 2.0 desert 1084021	Model 2.0 shark-gray 1084022	Model ash-gray 1084017	Model sand 1084020	Model taupe-gray 1084018	Tray aqua 1084035	Tray hot-pink 1084036	TryIn ivory 1084045 1084046	TryIn gum 1084047 1084048	Surgical guide HT spring-green 1084041	Splint clear 1084050	Cast purple 1084010	Proto clear 1084025	Proto cobalt-blue 1084026	
	Wellenlänge DLP LCD	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm 405 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
	Elegoo Saturn 3 Ultra*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Elegoo Mars 4 Ultra*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
MiiCraft ALPHA 2K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MiiCraft ALPHA 2,5K				✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓	
MiiCraft PRIME				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MiiCraft Hyper 50 / 80 / 125									✓	✓				✓			
Shining 3D AccuFab-L4D					✓	✓	✓	✓									
Creality HALOT-X1	✓					✓											

* Empfehlung für Druckparameter / Recommendation for printing parameters

Für die Nutzung des Produktes sind die Nutzer selbst verantwortlich. Merz Dental übernimmt keine Haftung und / oder Garantie für die Verwendung systemfremder und / oder nicht geprüfter Komponenten sowie für fehlerhafte Ergebnisse, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell noch entstehende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Wert unserer Produkte. Die genannten Firmen- und Produktnamen Dritter sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Das Zitieren solcher Bezeichnungen ohne Bezugnahme auf eine Marke oder ähnliches (eingetragen und / oder geschützt) sollte weder als Verletzung der Schutzrechte dieser Bezeichnungen noch als Schädigung der Unternehmen, die diese Rechte besitzen, angesehen werden. / Users are responsible for using the product themselves. Merz Dental assumes no liability and / or guarantee for the use of non-system components and / or components that have not been tested or for incorrect results, as the manufacturer has no influence on processing. Any claims for damages that may still arise relate exclusively to the value of our products. The company and product names of third parties mentioned are trademarks or registered trademarks of the respective manufacturers. Quoting such designations without reference to a trademark or similar (registered and / or protected) should not be considered a infringement of the intellectual property rights of these designations, nor should they be regarded as damaging to the companies that own these rights.



www.merz-dental.de

Merz Dental GmbH · Kieferweg 1 · 24321 Lütjenburg, Germany · Tel +49 (0) 4381 / 403-0 · info@merz-dental.de

